

ZPF 2.0

Druckfiltration Labor

Laborfiltration für schwer filtrierbare Medien

Eluat und Filterkuchen sauber von einander lösen
...zum Beispiel für die Analyse von

- Abwasser
- Abtrennung von Klärschlamm
- Mit Feststoffen beladene Medien
- Hochviskose Medien
- Plastisch, bindige Feststoffe
- Gebirgssedimente
- Trübstoffen allg. uvm.

Technische DATEN

- Filterdurchmesser 110 mm (0,5 l) oder 142 mm (1,0 l)
- Für Papier-, Membran-, Glasfaserfilter uvm.
- 500 bzw. 1.000 ml Probenvolumen
- Gewicht: 45 kg
- Abmessungen: H 650, B 250, T 300 mm
- Spezialverpackung



Anwendungsbereiche

- Annahmelabor Rohrzuckerfabrik
- Kosmetik
- Lebensmittelanalytik
- Pharmazie
- Wasser- und Abwasseranalytik
- Altlastenbewertung (Sickerwasserprognose)
- Kläranlagen
- Deponieüberwachung
- Geothermie und Bortechnik

Einzigartig

- Schnelle Filtration durch Druckluft
- Einfach Handhabung und Reinigung
- Sichere Entnahme des Filterkuchens
- Sicherer Umgang mit Druckluft
- Schnelle Probenbehandlung
- 2 Varianten erhältlich
 - 500 ml Filtertopf, 110 mm Filterdurchmesser
 - 1.000 ml Filtertopf, 142 mm Filterdurchmesser

ZPF 2.0

Druckfiltration Labor

Druckfiltrationsanlage:

- Stabile Filteranlage aus Edelstahl 1.4301
- Ausschwenkbares Filterrohr
- Sicherer Kniehebelverschluss
- Trichter aus POM zum Probenablauf
- Optional: Kompressor Silent Master 30-8-4 W
- **Statt mit Manometer auch mit 3/2 Wegeventil erhältlich!**

Sprechen Sie uns an!

Wir klären gerne, ob die Druckfiltration die **passende Lösung** für Ihre Filtrationsanforderungen ist.



ZORN INSTRUMENTS GmbH & Co. KG
Benzstraße 1 | 39576 Stendal | Germany

Telefon: +49 3931 / 25 27 3-0
Telefax: +49 3931 / 25 27 3-10

eMail: info@zorn-instruments.de
Web ZPF: www.labor-druckfiltration.de
Web ZORN: www.zorn-instruments.de

